

EasyCollect – Polypen- und Fremd- körperfangbeutel

Einmalgebrauch



Ovaler thermisch geformter Kunststoff-Beutel

Latexfrei

Drehbar

360° Rotation

Beutel mit perforiertem Reservoir

Für den Abfluss von Flüssigkeiten

EasyCollect – Polypen- und Fremdkörperfangbeutel – Einmalgebrauch



EasyCollect – Polypen- und Fremdkörperfangbeutel

Ovaler, thermisch geformter Kunststoff-Beutel

Artikel-Nr.	Durchmesser Beutel (mm)	Beutel-Tiefe (mm)	Durchmesser Tubus (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
NE1518-B15	15	12	1,8	160	2,0
NE1522-G25	25	17	2,6	230	2,8
NE1522-G35	35	20	2,6	230	2,8



LL-0367.DE.V2-0523



ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@endo-flex.de • www.endo-flex.de