

# Sprühkatheter

Einmalgebrauch



**Verabreichung von pigmentierten Lösungen  
zur Markierung auffälliger Mukosabereiche  
(Chromoendoskopie)**

**Abgerundete röntgendichte Metallspitze**  
Atraumatischer Sprühkopf

# Sprühkatheter – Einmalgebrauch



Sprühkopf zur Vernebelung



Radialer Sprühkopf



## Sprühkatheter

Inklusive Mandrin/Stylet

Artikel-Nr.	Anwendung	Sprühkopf Durchmesser (mm)	Katheter Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
E47185-A	Vernebelung	1,8	1,8	120	2,0
E47185-C	Vernebelung	1,8	1,8	180	2,0
E47185-G	Vernebelung	1,8	1,8	230	2,0
E47226-C	Radial	2,3	2,3	180	2,8
E47226-G	Radial	2,3	2,3	230	2,8



LL-0369.DE.V2-0523



### ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany  
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11  
E-Mail: [vertrieb@endo-flex.de](mailto:vertrieb@endo-flex.de) • [www.endo-flex.de](http://www.endo-flex.de)

