

Nasobiliäre Drainagen

Einmalgebrauch



Verschiedene Typen und Größen erhältlich

Für verschiedene anatomische Gegebenheiten


Ausbalancierte Wandstärke

Formstabilität und Knickresistenz

Verjüngte und abgerundete Enden

Atraumatische Anwendung

Nasobiliäre Drainagen – Einmalgebrauch



Nasobiliäre Drainage

Set bestehend aus röntgenkontrastfähiger Sonde mit Positionsmarkierung (Sondenzlänge 250 cm); Nasalkatheter (Länge 50 cm); Drainage-Verbindungsschlauch mit 3-Wege-Hahn; Luer-Lock-Adapter

Artikel-Nr.	Katheterform	Durchmesser Sonde (French)	Länge Verbindungsschlauch	Kompatibel mit Führungsdraht (inch)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
206185	Classic/Standard	5	135	.035	2,0
206225	Classic/Standard	7	135	.035	2,8
206305	Classic/Standard	10	135	.047	3,7
207185	Classic/Standard + Pigtail	5	135	.035	2,0
207225	Classic/Standard + Pigtail	7	135	.035	2,8
207305	Classic/Standard + Pigtail	10	135	.047	3,7
208185	Pigtail	5	135	.035	2,0
208225	Pigtail	7	135	.035	2,8
208305	Pigtail	10	135	.047	3,7

LL-0376.DE.V2-0523



ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany
 Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
 E-Mail: vertrieb@endo-flex.de • www.endo-flex.de

