

# Pankreas-Stents PTFE

Einmalgebrauch



## **Ausbalancierte Wandstärke**

Formstabilität und Knickresistenz

## **Abgerundete und distal verjüngte Enden**

Atraumatische Anwendung


## **Durchgehend perforiert**

Drainage der interlobulären Ausführungsgänge

## **Röntgenkontrastfähig**

Zur Kontrolle der Stentplatzierung

# Pankreas-Stents PTFE – Einmalgebrauch



## Pankreas-Stent – gebogen, durchgehend perforiert

Inkl. Einführhilfe, röntgenkontrastfähig, kompatibel mit Führungsdraht .035"

Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
20505003	5	3	2,0
20505005	5	5	2,0
20505007	5	7	2,0
20505009	5	9	2,0
20507003	7	3	2,8
20507005	7	5	2,8
20507007	7	7	2,8
20507009	7	9	2,8

LL-0377.DE.V3-0523

## Pusher

Kompatibel mit Führungsdraht .035"

Artikel-Nr.	Außendurchmesser (French)	Passend für Stents (French)	Länge Pusher (cm)
E20005001	5	5	180
E20007001	7	7	180



### ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany  
 Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11  
 E-Mail: [vertrieb@endo-flex.de](mailto:vertrieb@endo-flex.de) • [www.endo-flex.de](http://www.endo-flex.de)