

Gallengang-Stents (PE & PTFE)

Einmalgebrauch



Vorgeladene und vormontierte Stent-Platzierungssets

Anwenderfreundliche und zeitsparende
Positionierung von Gallengang-Stents


Ausbalancierte Wandstärke

Formstabilität und Knickresistenz

Abgerundete und distal verjüngte Enden

Atraumatische Anwendung

Gallengang-Stents PE – Einmalgebrauch



Gerade – flexibel

Inklusive Einführhilfe; röntgenkontrastfähig


Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
PE20007003	7	3
PE20007004	7	4
PE20007005	7	5
PE20007006	7	6
PE20007007	7	7
PE20007008	7	8
PE20007009	7	9
PE20007010	7	10
PE20007011	7	11
PE20007012	7	12
PE20007013	7	13
PE20007014	7	14
PE20007015	7	15

Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
PE20008003	8,5	3
PE20008004	8,5	4
PE20008005	8,5	5
PE20008006	8,5	6
PE20008007	8,5	7
PE20008008	8,5	8
PE20008009	8,5	9
PE20008010	8,5	10
PE20008011	8,5	11
PE20008012	8,5	12
PE20008013	8,5	13
PE20008014	8,5	14
PE20008015	8,5	15

Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
PE20010003	10	3
PE20010004	10	4
PE20010005	10	5
PE20010006	10	6
PE20010007	10	7
PE20010008	10	8
PE20010009	10	9
PE20010010	10	10
PE20010011	10	11
PE20010012	10	12
PE20010013	10	13
PE20010014	10	14
PE20010015	10	15

Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
PE20011003	11,5	3
PE20011004	11,5	4
PE20011005	11,5	5
PE20011006	11,5	6
PE20011007	11,5	7
PE20011008	11,5	8
PE20011009	11,5	9
PE20011010	11,5	10
PE20011011	11,5	11
PE20011012	11,5	12
PE20011013	11,5	13
PE20011014	11,5	14
PE20011015	11,5	15

Gallengang-Stents PE – Einmalgebrauch



Gebogen – flexibel

Inklusive Einführhilfe; röntgenkontrastfähig


Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
PE20107003	7	3
PE20107004	7	4
PE20107005	7	5
PE20107006	7	6
PE20107007	7	7
PE20107008	7	8
PE20107009	7	9
PE20107010	7	10
PE20107011	7	11
PE20107012	7	12
PE20107013	7	13
PE20107014	7	14
PE20107015	7	15

Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
PE20108003	8,5	3
PE20108004	8,5	4
PE20108005	8,5	5
PE20108006	8,5	6
PE20108007	8,5	7
PE20108008	8,5	8
PE20108009	8,5	9
PE20108010	8,5	10
PE20108011	8,5	11
PE20108012	8,5	12
PE20108013	8,5	13
PE20108014	8,5	14
PE20108015	8,5	15

Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
PE20110003	10	3
PE20110004	10	4
PE20110005	10	5
PE20110006	10	6
PE20110007	10	7
PE20110008	10	8
PE20110009	10	9
PE20110010	10	10
PE20110011	10	11
PE20110012	10	12
PE20110013	10	13
PE20110014	10	14
PE20110015	10	15

Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
PE20111003	11,5	3
PE20111004	11,5	4
PE20111005	11,5	5
PE20111006	11,5	6
PE20111007	11,5	7
PE20111008	11,5	8
PE20111009	11,5	9
PE20111010	11,5	10
PE20111011	11,5	11
PE20111012	11,5	12
PE20111013	11,5	13
PE20111014	11,5	14
PE20111015	11,5	15

Gallengang-Stents PE – Einmalgebrauch




Abgewinkelt – flexibel

Inklusive Einführhilfe; röntgenkontrastfähig

Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
PE20208003	8,5	3
PE20208004	8,5	4
PE20208005	8,5	5
PE20208006	8,5	6
PE20208007	8,5	7
PE20208008	8,5	8
PE20208009	8,5	9
PE20208010	8,5	10
PE20208011	8,5	11
PE20208012	8,5	12
PE20208013	8,5	13
PE20208014	8,5	14
PE20208015	8,5	15

Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
PE20210003	10	3
PE20210004	10	4
PE20210005	10	5
PE20210006	10	6
PE20210007	10	7
PE20210008	10	8
PE20210009	10	9
PE20210010	10	10
PE20210011	10	11
PE20210012	10	12
PE20210013	10	13
PE20210014	10	14
PE20210015	10	15

Gallengang-Stents PE – Einmalgebrauch



Doppel-Pigtail – flexibel


Inklusive Einführhilfe; röntgenkontrastfähig

Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
PE20407003	7	3
PE20407004	7	4
PE20407005	7	5
PE20407006	7	6
PE20407007	7	7
PE20407008	7	8
PE20407009	7	9
PE20407010	7	10
PE20407011	7	11
PE20407012	7	12
PE20407013	7	13
PE20407014	7	14
PE20407015	7	15

Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
PE20408003	8,5	3
PE20408004	8,5	4
PE20408005	8,5	5
PE20408006	8,5	6
PE20408007	8,5	7
PE20408008	8,5	8
PE20408009	8,5	9
PE20408010	8,5	10
PE20408011	8,5	11
PE20408012	8,5	12
PE20408013	8,5	13
PE20408014	8,5	14
PE20408015	8,5	15

Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
PE20410003	10	3
PE20410004	10	4
PE20410005	10	5
PE20410006	10	6
PE20410007	10	7
PE20410008	10	8
PE20410009	10	9
PE20410010	10	10
PE20410011	10	11
PE20410012	10	12
PE20410013	10	13
PE20410014	10	14
PE20410015	10	15

Gallengang-Stents PTFE – Einmalgebrauch



Gerade – formstabil

Inklusive Einführhilfe; röntgenkontrastfähig


Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
20007005	7	5
20007007	7	7
20007009	7	9
20007011	7	11
20007013	7	13
20007015	7	15

Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
20008005	8,5	5
20008007	8,5	7
20008009	8,5	9
20008011	8,5	11
20008013	8,5	13
20008015	8,5	15

Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
20010005	10	5
20010007	10	7
20010009	10	9
20010011	10	11
20010013	10	13
20010015	10	15

Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
20011005	11,5	5
20011007	11,5	7
20011009	11,5	9
20011011	11,5	11
20011013	11,5	13
20011015	11,5	15

Gallengang-Stents PTFE – Einmalgebrauch



Gebogen – formstabil

Inklusive Einführhilfe; röntgenkontrastfähig

Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
20108005	8,5	5
20108007	8,5	7
20108009	8,5	9
20108011	8,5	11
20108013	8,5	13
20108015	8,5	15

Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
20110005	10	5
20110007	10	7
20110009	10	9
20110011	10	11
20110013	10	13
20110015	10	15

Artikel-Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
20111005	11,5	5
20111007	11,5	7
20111009	11,5	9
20111011	11,5	11
20111013	11,5	13
20111015	11,5	15

Gallengang-Stent-Platzierungssets – Einmalgebrauch



Vorgeladenes Gallengang-Stent-Platzierungsset

PE-Stent, Pusher und Führungskatheter mit röntgendichter Spitze

Artikel-Nr.	Größe (French)	PE-Stent (gerade)
SET-01-08-05	8,5	PE20008005
SET-01-08-07	8,5	PE20008007
SET-01-08-09	8,5	PE20008009
SET-01-08-11	8,5	PE20008011
SET-01-08-13	8,5	PE20008013
SET-02-08-09	8,5	PE20108009*

* Stent gebogen

Artikel-Nr.	Größe (French)	PE-Stent (gerade)
SET-01-10-05	10	PE20010005
SET-01-10-07	10	PE20010007
SET-01-10-09	10	PE20010009
SET-01-10-11	10	PE20010011
SET-01-10-13	10	PE20010013
SET-02-10-09	10	PE20110009*

* Stent gebogen



Gallengang-Stent-Platzierungsset GPPS

Kontrastmittelgabe bei liegendem Führungsdraht; Pusher und Führungskatheter mit röntgendichter Spitze

Artikel-Nr.	Außendurchmesser (French)	Passend für Stents (French)	Pusher Länge (cm)	Führungskatheter Länge (cm)
E200080011	8,5	8,5	180	220
E200100011	10	10	180	220
E200110011	11,5	11,5	180	220



Gallengang-Stent-Platzierungssets – Einmalgebrauch



Vormontiertes Gallengang-Stent-Platzierungsset

Bestehend aus Pusher und Führungskatheter mit röntgendichter Spitze

Artikel-Nr.	Außendurchmesser (French)	Passend für Stents (French)	Pusher Länge (cm)	Führungskatheter Länge (cm)
E20008325-220	8,5	8,5	180	220
E20010326-220	10	10 + 11,5	180	220



Gallengang-Stent-Platzierungsset – Einzelkomponenten

Bestehend aus Pusher und Führungskatheter mit röntgendichter Spitze

Artikel-Nr.	Außendurchmesser (French)	Passend für Stents (French)	Pusher Länge (cm)	Führungskatheter Länge (cm)
E20008325	8,5	8,5	180	320
E20010326	10	10 + 11,5	180	320



Gallengang-Stent-Platzierungssets – Einmalgebrauch

Pusher

Artikel-Nr.	Außendurchmesser (French)	Passend für Stents (French)	Länge (cm)
E20005001	5	5	180
E20007001	7	7	180
E20008001	8,5	8,5	180
E20010001	10	10	180
E20010001M*	10	10	180
E20011001	11,5	11,5	180



* Metall-Ausführung

Führungskatheter

Mit distalen Röntgenmarkierungen und adaptierbarem Luer-Lock-Konnektor

Artikel-Nr.	Außendurchmesser (French)	Passend für Stents (French)	Länge (cm)
E20000325	5	8,5	320
E20000326	6	10 + 11,5	320
E20000326-2*	6	10 + 11,5	320
E20000326-220	6	10 + 11,5	220
E20000326-250	6	10 + 11,5	250



* zweite distale Röntgenmarkierung nach einer Länge von 7 cm



Führungskatheter „Bi-Track“ – Einmalgebrauch



Führungskatheter „Bi-Track“

Doppellumiger Führungskatheter zur zeitgleichen Platzierung zweier Führungsdrähte in den linken und rechten hepatischen Gallengang

Artikel-Nr.	Außendurchmesser (French)	Passend für Führungsdraht (inch)	Länge (cm)
E200-BTR	8,5	2 x .035"	190

Überblick

Maße und Mindestdurchmesser Arbeitskanal

Größe (mm)	Größe (French)	Min. Durchmesser Arbeitskanal
1,7–1,8	5	2,0
1,9–2,0	6	2,8
2,3–2,4	7	2,8
2,6–2,7	8	3,2
2,7–2,8	8,5	3,2
3,3–3,4	10	3,7
3,7–3,8	11,5	4,2
3,9–4,0	12	4,2



LL-0379.DE.V3-0523



ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@endo-flex.de • www.endo-flex.de