

Papillotome

Einmalgebrauch



2 & 3 lumige Versionen

Kontrastmittelgabe bei liegendem Führungsdraht

Rotierbare Katheterspitze

Präzise Positionierung

Farbmarkierung

Kontrollierbare Eindringtiefe des Schneidedrahts

Papillotome – Einmalgebrauch

Merkmale Papillotome




1-lumige Papillotome – Einmalgebrauch



Papillotom ohne Führungsdraht

Länge 200 cm; Farbmarkierungen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge Spitze (mm)	Länge Schneidedraht (mm)	Außendurchmesser Katheter (mm)	Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
OE1031821	Pre-Cut	-	20	1,8	2,2
OE1031831	Pre-Cut	-	30	1,8	2,2
OE1051821	Filiforme Spitze, verstärkt	5	20	1,8	2,2
OE1051830	Filiforme Spitze, verstärkt	5	30	1,8	2,2
OE1051831	Filiforme Spitze, verstärkt	5	30	1,8	2,2
OE1051815PC	Pre-Cut mit filiformer Spitze	-	15	1,8	2,2
OE1051821PC	Pre-Cut mit filiformer Spitze, verstärkt	-	20	1,8	2,2
OE1051831PC	Pre-Cut mit filiformer Spitze verstärkt	-	30	1,8	2,2



Papillotom kompatibel mit Führungsdraht .035"

Länge 200 cm; Farbmarkierungen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge Spitze (mm)	Länge Schneidedraht (mm)	Außendurchmesser Katheter (mm)	Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
OE1031830GW	Pre-Cut	-	30	2,45/1,85	2,8
OE1051820GW	Filiforme Spitze	5	20	2,45/1,85	2,8
OE1051830GW	Filiforme Spitze	5	30	2,45/1,85	2,8
OE1051825GW11M	Filiforme Spitze Monofiler Schneidedraht 11-Uhr-Schnittausrichtung	5	25	2,45/1,85	2,8



1-lumige Papillotome – Einmalgebrauch



Typ B-II

B-II-Papillotom kompatibel mit Führungsdraht .035"

Länge 200 cm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge Schneidedraht (mm)	Außen-durchmesser Katheter (mm)	Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
OE11222FD	B-II	15	2,8	3,0



Typ Nadel



Typ Messer

Nadelmesser-Papillotom ohne Führungsdraht.

Länge 200 cm; Farbmarkierungen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Nadel-Stopp bei (mm)	Außen-durchmesser Katheter (mm)	Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
OE11018N3	Nadel	3	1,8	2,0
OE11018N6	Nadel	6	1,8	2,0
OE11018SP3	Messer	3	1,8	2,0
OE11018SP6	Messer	6	1,8	2,0



2-lumige Papillotome – Einmalgebrauch



Standard Spitze



Typ Pre-Cut

Papillotom kompatibel mit Führungsdraht .035"

Länge 200 cm; Farbmarkierungen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge Spitze (mm)	Länge Schneidedraht (mm)	Außen-durchmesser Katheter (mm)	Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
OE1002220DL	Standard	5	20	2,55/2,1	2,8
OE1002225DL	Standard	5	25	2,55/2,1	2,8
OE1002230DL	Standard	5	30	2,55/2,1	2,8
OE1022220DL	Pre-Cut	-	20	2,55/2,1	2,8
OE1022225DL	Pre-Cut	-	25	2,55/2,1	2,8
OE1022230DL	Pre-Cut	-	30	2,55/2,1	2,8



Filiforme Spitze

Papillotom kompatibel mit Führungsdraht .035"

Länge 200 cm; Farbmarkierungen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge Spitze (mm)	Länge Schneidedraht (mm)	Außen-durchmesser Katheter (mm)	Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
OE1042220DL	Filiforme Spitze	5	20	2,55/2,1	2,8
OE1042225DL	Filiforme Spitze	5	25	2,55/2,1	2,8
OE1042230DL	Filiforme Spitze	5	30	2,55/2,1	2,8
OE1042220DL-2	Filiforme Spitze	2	20	2,55/2,1	2,8



2-lumige Papillotome – Einmalgebrauch



Filiforme Spitze

Papillotom mit vorgeladenem Hi-Flex Führungsdraht .035“

Länge 200 cm; Farbmarkierungen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge Spitze (mm)	Länge Schneidedraht (mm)	Außendurchmesser Katheter (mm)	Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
OE1042225DL-SET01	Filiforme Spitze	5	25	2,55/2,1	2,8
OE1042230DL-SET01	Filiforme Spitze	5	30	2,55/2,1	2,8



Typ Smart Cut

„Smart Cut“ Papillotom kompatibel mit Führungsdraht .035“

Länge 200 cm; Farbmarkierungen; teilisolierter Schneidedraht

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge Spitze (mm)	Länge Schneidedraht (mm)	Außendurchmesser Katheter (mm)	Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
OE1042220DLC	Filiforme Spitze Smart Cut	5	20/10	2,55/2,1	2,8
OE1042225DLC	Filiforme Spitze Smart Cut	5	25/12	2,55/2,1	2,8
OE1042230DLC	Filiforme Spitze Smart Cut	5	30/15	2,55/2,1	2,8



2-lumige Papillotome – Einmalgebrauch



Typ Nadel

Papillotom Typ Nadel kompatibel mit Führungsdraht .035"

Länge 200 cm; Farbmarkierungen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Nadel-Stopp bei (mm)	Außen-durchmesser Katheter (mm)	Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
OE11018N-DL	Nadel	6	2,55/2,1	2,8
OE11018N3-DL	Nadel	3	2,55/2,1	2,8



3-lumige Papillotome – Einmalgebrauch



Standard Spitze



Typ Pre-Cut

Papillotom kompatibel mit Führungsdraht .035"

Länge 200cm; Farbmarkierungen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge Spitze (mm)	Länge Schneidedraht (mm)	Außendurchmesser Katheter (mm)	Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
OE1002220TRL	Standard	5	20	2,55/2,1	2,8
OE1002225TRL	Standard	5	25	2,55/2,1	2,8
OE1002230TRL	Standard	5	30	2,55/2,1	2,8
OE1022220TRL	Pre-Cut	-	20	2,55/2,1	2,8
OE1022225TRL	Pre-Cut	-	25	2,55/2,1	2,8
OE1022230TRL	Pre-Cut	-	30	2,55/2,1	2,8
OE1002220TRL-M	Standard Spitze Monofiler Schneidedraht	5	20	2,55/2,1	2,8
OE1002225TRL-M	Standard Spitze Monofiler Schneidedraht	5	25	2,55/2,1	2,8
OE1002230TRL-M	Standard Spitze Monofiler Schneidedraht	5	30	2,55/2,1	2,8



3-lumige Papillotome – Einmalgebrauch



Filiforme Spitze

Papillotom kompatibel mit Führungsdraht .035"

Länge 200 cm; Farbmarkierungen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge Spitze (mm)	Länge Schneidedraht (mm)	Außen-durchmesser Katheter (mm)	Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
OE1042220TRL	Filiforme Spitze	5	20	2,55/2,1	2,8
OE1042225TRL	Filiforme Spitze	5	25	2,55/2,1	2,8
OE1042230TRL	Filiforme Spitze	5	30	2,55/2,1	2,8
OE1042220TRL-3	Filiforme Spitze	3	20	2,55/2,1	2,8
OE1042220TRL-M	Filiforme Spitze Monofiler Schneidedraht	5	20	2,55/2,1	2,8
OE1042225TRL-M	Filiforme Spitze Monofiler Schneidedraht	5	25	2,55/2,1	2,8
OE1042230TRL-M	Filiforme Spitze Monofiler Schneidedraht	5	30	2,55/2,1	2,8



3-lumige Papillotome – Einmalgebrauch



Filiforme Spitze

Papillotom mit vorgeladenem Hi-Flex Führungsdraht .035“

Länge 200cm; Farbmarkierungen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge Spitze (mm)	Länge Schneidedraht (mm)	Außendurchmesser Katheter (mm)	Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
OE1042220TRL-SET01	Filiforme Spitze	5	20	2,55/2,1	2,8
OE1042225TRL-SET01	Filiforme Spitze	5	25	2,55/2,1	2,8
OE1042225TRL-M-SET01	Filiforme Spitze Monofiler Schneidedraht	5	25	2,55/2,1	2,8
OE1042230TRL-M-SET01	Filiforme Spitze Monofiler Schneidedraht	5	30	2,55/2,1	2,8



Typ Smart Cut

„Smart Cut“ Papillotom kompatibel mit Führungsdraht .035“

Länge 200cm; Farbmarkierungen, **teilisolierter Schneidedraht**

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge Spitze (mm)	Länge Schneidedraht (mm)	Außendurchmesser Katheter (mm)	Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
OE1042220TRLC	Smart Cut	5	20/10	2,55/2,1	2,8
OE1042225TRLC	Smart Cut	5	25/12	2,55/2,1	2,8
OE1042230TRLC	Smart Cut	5	30/15	2,55/2,1	2,8



3-lumige Papillotome – Einmalgebrauch



Typ Nadel

Papillotom Typ Nadel kompatibel mit Führungsdraht .035"

Länge 200 cm; Farbmarkierungen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Nadel-Stopp bei (mm)	Außen-durchmesser (mm)	Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
OE11018N-TRL	Nadel	6	2,55/2,1	2,8
OE11018N4-TRL	Nadel	4	2,55/2,1	2,8





LL-0384.DE.V2-0523



ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str, 115 • 46562 Voerde • Germany
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@endo-flex.de • www.endo-flex.de