

Lithotripsiekörbchen und -spiralen

Einmalgebrauch



Kombinations-System

Instrumente für geplante “Through-the-Scope”-
und Notfall-Lithotripsie


Einfache und sichere Handhabung

Einfacher Zusammenbau & Demontage
der Komponenten

Vormontierte Set-Konfigurationen

Für spezielle Behandlungsanforderungen

Lithotripsiekörbchen – Einmalgebrauch



4-Draht
rautiert

Lithotripsiekörbchen - 4 geflochtene Drähte

Passend für Lithotripsie-Handgriff 120600
Tubuslänge: 195 cm; Gesamtlänge System: 400 cm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Außendurchmesser Tubus (mm)	Passend für Lithotripsie-spirale Ø (mm)	Körbchen-Öffnungsweite (mm)	Körbchenlänge gestreckt (mm)
E122264N	4-Draht rautiert	2,6	2,6	~ 20	40
E122265N	4-Draht rautiert	2,6	2,6	~ 25	50
E122266N	4-Draht rautiert	2,6	2,6	~ 30	60
E122267N	4-Draht rautiert	2,6	2,6	~ 35	70
E122336N	4-Draht rautiert	2,9	3,3	~ 30	60



Lithotripsiekörbchen – Einmalgebrauch



6-Draht
gedreht



6-Draht
rautiert

Lithotripsiekörbchen – 6 geflochtene Drähte

Passend für Lithotripsie-Handgriff 120600
Tubuslänge: 195 cm; Gesamtlänge System: 400 cm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Außendurchmesser Tubus (mm)	Passend für Lithotripsie-spirale Ø (mm)	Körbchen-Öffnungsweite (mm)	Körbchenlänge gestreckt (mm)
E124263N	6-Draht gedreht	2,6	2,6	~ 12	30
E124264N	6-Draht gedreht	2,6	2,6	~ 18	40
E124265N	6-Draht gedreht	2,6	2,6	~ 25	50
E124266N	6-Draht gedreht	2,6	2,6	~ 30	60
E124267N	6-Draht gedreht	2,6	2,6	~ 35	70
E124335N	6-Draht gedreht	2,9	3,3	~ 25	50
E124337N	6-Draht gedreht	2,9	3,3	~ 35	70
E128336N	6-Draht rautiert	2,9	3,3	~ 30	60



Lithotripsiespiralen – Einmalgebrauch



Lithotripsiespirale

Edelstahl

Artikel-Nr.	Passend für Lithotriptor-Handgriff	Außendurchmesser (mm)	Gesamtlänge (cm)
E120602	120600	2,6	195



Notfall-Lithotripsiespirale

Edelstahl

Artikel-Nr.	Passend für Lithotriptor-Handgriff	Außendurchmesser (mm)	Gesamtlänge (cm)
E120604	120600	4,0	100



Lithotripsie-Set

Bestehend aus Aufbewahrungskoffer, Handgriff, Spiralen und Körbchen

Artikel-Nr.	Set-Komponenten	Komponenten Katalog Nr.
E120610	1 x Lithotripsie Handgriff	120600
	1 x Lithotripsie Aufbewahrungskoffer	120601
	3 x Lithotripsiespiralen	E120602
	1 x Notfall-Lithotripsiespirale	E120604
	1 x Lithotripsiekorbchen	E122265N
	1 x Lithotripsiekorbchen	E122266N
	1 x Lithotripsiekorbchen	E122267N

Lithotripsie-Handgriff – Mehrweg

Lithotripsie-Handgriff – Mechanische Lithotripsie

Artikel-Nr.	Beschreibung	
120600	<p>Lithotripsie-Handgriff</p> <p>wiederverwendbar, anwenderfreundlicher Dreh- und Zugmechanismus, Sicherung per Knopfdruck, für geplante und Notfall-Lithotripsien</p>	



LL-0397.DE.V5-0523



ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@endo-flex.de • www.endo-flex.de