

Zytologiebürsten

Einmalgebrauch



Bürste mit Metallspitze

Tubusverschluss zur Sicherung
des zytologischen Abstrichs

Doppellumige Varianten

Kompatibel mit Führungsdrähten

Zytologiebürsten – Einmalgebrauch



Zytologiebürste – einlumig

Artikel-Nr.	Arbeitslänge (cm)	Katheter- Außendurchmesser (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
NE4218-A	120	1,8	2,0
NE4218-C	180	1,8	2,0
NE4222-G	230	2,3	2,8



Zytologiebürste – doppellumig

Kompatibel mit Führungsdraht .035"

Artikel-Nr.	Arbeitslänge (cm)	Katheter- Außendurchmesser (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
E4222DL-C	180	2,7	3,2



LL-0401.DE.V2-0523



ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@endo-flex.de • www.endo-flex.de

