

Multiband-Ligator

Einmalgebrauch, unsteril



Anwenderfreundliche Montage

Gerätfixierung an Endoskopen ohne Ventil-Adapter

„Schuss“-Mechanismus für schnelle und einfache Bedienung

Erleichtert die Bandfreigabe in Notsituationen

Farbiger Ligaturring

Weist auf vorletzten Ring hin

Multiband-Ligator – Einmalgebrauch



Ösophagus Multiband-Ligator MBL

Vorgeladen für 6 Ligaturen (Produkt enthält Latex), zusätzlicher Luer-Lock-Spülansatz

Katalog-Nr.	Verwendbar für Endoskope mit Außendurchmesser (mm)	Anzahl Ringe	Innendurchmesser Ringe in freigesetzter Position (mm)	Länge Einführungskatheter (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
MBL-01-06	9,5 – 11,5	6	1,5	160	2,8

LEF-GBL-SU-00-DE / LL-0381 Vers. 1.0 (10/2020)



ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@endo-flex.de • www.endo-flex.de